



动物疫病检测

产/品/目/录



深圳真瑞生物科技有限公司

www.zr-bio.com

动物疫病检测

公司简介

深圳真瑞生物科技有限公司成立于2013年，是一家专注于疫病诊断领域产品研究与开发的高科技企业，主要提供免疫学与分子生物学体外检测试剂和相关服务。

公司自成立以来，始终坚持追求“专业而富有经验的技术能力”、“持续专注的研究开发”和“实现高品质产品的生产能力”。致力于将先进的技术和企业经验转化为优质的产品与服务，为用户提供全方位的解决方案，帮助用户提高疫病诊断与预防的水平和能力。



产品线

公司成立之初就有多位富有行业产品研发经验的技术人员，建立了ELISA检测试剂平台、试纸条检测试剂平台、PCR检测试剂平台。产品线覆盖胶体金、ELISA、PCR三大产品线，其中又涵盖了猪、禽、反刍动物、宠物等多种动物多种病种的抗体检测、抗原检测产品，是行业内产品线最齐全的公司之一，能满足客户对于不同诊断试剂的需求。产品性能先后经过多个高水平实验室的综合测评，得到了一致肯定。



公司资质





三大技术平台试剂

ELISA检测试剂盒

我们开发的ELISA检测试剂盒超过50种，几乎涵盖了所有常见的动物疫病。我们根据不同应用采用了间接法、夹心法、竞争法、阻断法等多种模式，尤其是采用单克隆抗体建立的阻断法试剂盒，有效解决了动物疫病抗体检测干扰因素多，特异性不佳的问题。



ZR-96C
酶标分析仪




ZR-310
自动酶标洗板机

胶体金层析快速检测卡

我们开发的胶体金层析快速检测卡超过50种。尤其是用于经济动物免疫效果评价的抗体快速检测卡和用于快速诊断的抗原检测卡以其便捷，快速、准确的特性，受到不同群体客户的共同认可和欢迎。



便携式多功能读卡仪



抗体滴度比色卡

荧光定量PCR检测试剂盒

我们开发的荧光定量PCR检测试剂超过60种。该系列试剂采用高效A-MLV反转录酶和热启动Taq DNA聚合酶，配制而成一步法RT-PCR扩增体系，可在2小时内快速排查是否存在动物疫病病原体。



实时荧光PCR仪



全自动核酸提取仪



猪病检测

产品目录

检测方法

检测项目	荧光PCR (50T)	ELISA (96T/192T/480T)	免疫层析检测卡 (Ag 20T&40T /Ab 40T)	检测样品
非洲猪瘟病毒	√		√	血液、血清、组织等
非洲猪瘟病毒抗体		√	√	血清
猪瘟病毒	√		√	血液、血清、组织脏器
猪瘟病毒抗体		√	√	血清
猪瘟病毒野毒株	√			血液、血清、组织脏器
猪繁殖与呼吸综合征病毒	√			血清、组织脏器
猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲型经典株与 高致病性变异株双重	√			血液、血清、组织脏器
猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体		√	√	血清
高致病性猪蓝耳/猪瘟/口蹄疫病毒三重	√			血液、肌肉、内脏等
口蹄疫病毒通用型 (O型/A型/亚洲 I 型)	√		√	咽拭子、疱疹液、粪便; 血清
口蹄疫病毒O型、A型、亚洲 I 型三重	√			咽拭子、疱疹液、粪便
O型口蹄疫病毒	√			咽拭子、疱疹液等
口蹄疫(O型)抗体		√	√	血清
O型口蹄疫多肽疫苗免疫抗体		√		血清
A型口蹄疫病毒	√			咽拭子、疱疹液、粪便
口蹄疫 (A型) 抗体		√	√	血清

猪病检测产品目录

检测方法

检测项目	荧光PCR (50T)	ELISA (96T/192T/480T)	免疫层析检测卡 (Ag 20T&40T /Ab 40T)	检测样品
亚洲 I 型口蹄疫病毒	√			咽拭子、疱疹液、粪便
口蹄疫 (亚洲 I 型) 抗体		√	√	血清
口蹄疫结构蛋白抗体		√	√	血清
口蹄疫病毒非结构蛋白3abc抗体		√	√	血清
口蹄疫病毒SAT2型		√		血清
口蹄疫病毒SAT3型		√		血清
猪圆环病毒 II 型	√			咽拭子、鼻拭子、粪便
猪圆环病毒 (II 型) 抗体		√	√	血清
猪细小病毒	√			流产胎儿的组织、肠系膜淋巴结； 母猪胎盘、阴道分泌物等
猪细小病毒抗体		√	√	血清
猪细小/伪狂犬/圆环病毒三重	√			血液、肌肉、内脏等
猪乙型脑炎病毒	√			血清、脑脊液
猪乙型脑炎病毒抗体		√	√	血清
猪流感病毒通用型	√		√	咽喉拭子、鼻拭子、血液等
猪流感病毒H1N1亚型	√			咽喉拭子、鼻拭子、血液等
猪流感病毒H1N2亚型	√			咽喉拭子、鼻拭子、血液等
猪流感病毒H3N2亚型	√			咽喉拭子、鼻拭子、血液等
甲型流感病毒抗体		√		血清
猪钩端螺旋体	√			血液、乳汁、尿液等
猪伪狂犬病毒	√			咽拭子、鼻拭子、病理组织
猪伪狂犬病毒抗体		√		血清
猪伪狂犬病毒疫苗株(gB基因)	√			咽拭子、鼻拭子、病理组织
猪伪狂犬病毒gB蛋白抗体		√		血清
猪伪狂犬病毒野毒株(gE基因)	√			咽拭子、鼻拭子、病理组织
猪伪狂犬病毒gE蛋白抗体			√	血清
猪支原体肺炎	√			血液、分泌物、菌落等
猪旋毛虫抗体			√	血清
副猪嗜血杆菌	√			鼻拭子、心包液、关节液、菌落等
猪丹毒杆菌	√			血液、乳汁、菌落等
猪链球菌	√			血液、病变组织等
猪链球菌 II 型	√			血液、病变组织等
猪传染性胃肠炎病毒	√		√	血清

猪病检测产品目录

检测方法

检测项目	荧光PCR (50T)	ELISA (96T/192T/480T)	免疫层析检测卡 (Ag 20T&40T /Ab 40T)	检测样品
猪传染性胃肠炎病毒抗体		√		血清
猪流行性腹泻病毒	√			血清、肠内容物、组织脏器
猪流行性腹泻病毒抗体		√		血清
猪轮状病毒	√			粪便、血液
猪传染性胃肠炎病毒、猪流行性腹泻病毒、猪轮状病毒三色	√			血液、血清
猪弓形虫抗体		√	√	血清
塞内卡古病毒	√			血液、肌肉、内脏
塞内卡古病毒抗体		√		血清



病禽检测

产品目录

检测方法

检测项目	荧光PCR (50T)	ELISA (96T/192T/480T)	免疫层析检测卡 (Ag 20T&40T /Ab 40T)	检测样品
新城疫病毒	√		√	泄殖腔拭子、气管拭子
新城疫病毒抗体		√	√	血清
禽流感病毒(鸡、鸭、鹅等禽类通用)	√		√	鼻拭子、咽拭子;泄殖腔拭子
禽流感病毒抗体(鸡、鸭、鹅等禽类通用)		√	√	血清
H5亚型禽流感病毒(鸡、鸭、鹅等禽类通用)	√		√	咽喉拭子、泄殖腔拭子、血液、肌肉等
通用型/H5亚型禽流感病毒(鸡、鸭、鹅等禽类通用)	√		√	鼻拭子、咽拭子;泄殖腔拭子
H5亚型禽流感病毒抗体(鸡、鸭、鹅等禽类通用)		√	√	血清
H7亚型禽流感病毒(鸡、鸭、鹅等禽类通用)	√		√	咽喉拭子、泄殖腔拭子、血液、肌肉等
通用型/H7亚型禽流感病毒(鸡、鸭、鹅等禽类通用)	√		√	鼻拭子、咽拭子;泄殖腔拭子
H7亚型禽流感病毒抗体(鸡、鸭、鹅等禽类通用)		√	√	血清
H5/H7亚型禽流感病毒	√		√	鼻拭子、咽拭子;泄殖腔拭子
鸡H9亚型禽流感病毒	√		√	咽喉拭子、泄殖腔拭子、血液、肌肉等
通用型/H9亚型禽流感病毒			√	鼻拭子、咽拭子;泄殖腔拭子
鸡H9亚型禽流感病毒抗体		√		血清
H5N1亚型禽流感病毒	√			咽喉拭子、泄殖腔拭子
H5N2亚型禽流感病毒	√			咽喉拭子、泄殖腔拭子
H7N7亚型禽流感病毒	√			咽喉拭子、泄殖腔拭子

禽病检测产品目录

检测方法

检测项目	荧光PCR (50T)	ELISA (96T/192T/480T)	免疫层析检测卡 (Ag 20T&40T /Ab 40T)	检测样品
H9N2亚型禽流感病毒	√			咽喉拭子、泄殖腔拭子
H7N9亚型禽流感病毒	√			咽喉拭子、泄殖腔拭子
甲型流感病毒	√		√	咽喉拭子、泄殖腔拭子
流感病毒（甲、乙型）	√			咽喉拭子、泄殖腔拭子
甲型流感病毒（H1N1、通用型）	√			咽喉拭子、泄殖腔拭子
乙型Victoria（Bv）、Yamagata（By）流感病毒	√			咽喉拭子、泄殖腔拭子
流感病毒（甲、乙、丙型）	√			咽喉拭子、泄殖腔拭子
鸡毒支原体抗体		√		血清
鸡白痢鸡伤寒抗体		√		血清
鸡滑液囊支原体抗体		√		血清
禽白血病病毒	√			血液、组织、粪便等
禽白血病P27抗原		√	√	血清
鸡减蛋综合征抗体		√		血清
鸡传染性法氏囊病毒	√		√	咽喉拭子、泄殖腔拭子、血液等
鸡传染性法氏囊病抗体		√	√	血清
禽传染性支气管炎病毒	√			活禽样品泄殖腔拭子、剖检采集组织
鸡传染性支气管炎抗体		√		血清
传染性喉气管炎病毒	√			呼吸道分泌物拭子、剖检采集组织
鸡马立克氏病抗体		√		血清
鸡传染性贫血病病毒	√			组织器官
禽网状内皮组织增殖症病毒	√			血液、肌肉、内脏、粪便



反刍动物 疫病检测

产品目录

检测方法

检测项目	荧光PCR (50T)	ELISA (96T/192T/480T)	免疫层析检测卡 (Ag 20T&40T /Ab 40T)	检测样品
羊小反刍兽疫	✓		✓	血清、肠内容物、组织脏器；血清、血浆、眼鼻分泌物
羊小反刍兽疫抗体		✓	✓	血清
牛、羊包虫病感染抗体		✓		血清
牛、羊包虫病免疫抗体		✓		血清
牛结核分枝杆菌抗体		✓	✓	血清
羊弓形虫抗体		✓		血清
口蹄疫病毒通用型 (O型/A型/亚洲 I 型)	✓	✓	✓	咽拭子、疱疹液、粪便；血清
口蹄疫病毒O型、A型、亚洲 I 型三重	✓			咽拭子、疱疹液、粪便
O型口蹄疫病毒	✓		✓	咽拭子、疱疹液等
口蹄疫(O型)抗体		✓	✓	血清
O型口蹄疫多肽疫苗免疫抗体		✓		血清
A型口蹄疫病毒	✓			咽拭子、疱疹液、粪便
口蹄疫(A型)抗体		✓	✓	血清
亚洲 I 型口蹄疫病毒	✓			咽拭子、疱疹液、粪便
口蹄疫(亚洲 I 型)抗体		✓	✓	血清
口蹄疫结构蛋白抗体		✓	✓	血清

反刍动物疫病检测产品目录

检测方法

检测项目	荧光PCR (50T)	ELISA (96T/192T/480T)	免疫层析检测卡 (Ag 20T&40T /Ab 40T)	检测样品
口蹄疫病毒非结构蛋白3abc抗体		√	√	血清
口蹄疫病毒SAT2型		√		血清
口蹄疫病毒SAT3型		√		血清
口蹄疫/塞内卡病毒双色	√			血液、肌肉、内脏
血吸虫抗体			√	血清
轮状病毒抗原(猪、犬、牛)			√	粪便
布鲁氏菌病抗原(猪、羊、牛、犬)	√		√	病畜静脉血、乳汁、菌落；乳液、病畜 腹股沟淋巴结针刺吸出物、阴道排泄物
布鲁氏菌病抗体(猪、羊、牛、犬)		√	√	血清
牛副结核病	√			菌落、腹胸水、尿液、脑脊液、血液等
炭疽病	√			脓液、血液、咽拭子、菌落等
李氏杆菌	√			血液、病变组织
牛传染性胸膜肺炎	√			胸腔积液
马媾疫锥虫	√			血液、睾丸穿刺液等
鼻疽伯克霍尔德菌	√			马的鼻粘膜、肺脏、脓性渗出物
马传染性贫血病病毒	√			血液和脏器(肝、脾、骨髓、淋巴结等)
绵羊痘/山羊痘病毒	√			血液、痘疹液、病变组织等
裂谷热病毒	√			血液、唾液等
蓝舌病病毒	√			发病动物血液、空肠及小肠肠内容、病毒培养液等



其它动物
疫病检测
产品目录

检测方法

检测项目	荧光PCR (50T)	ELISA (96T/192T/480T)	免疫层析检测卡 (Ag 20T&40T /Ab 40T)	检测样品
多种动物通用甲型流感抗体(禽类、猪、马、犬、鲸)		√		血清
马媾疫锥虫	√			血液、睾丸穿刺液等
鼻疽伯克霍尔德菌	√			马的鼻粘膜、肺脏、脓性渗出物
马传染性贫血病毒	√			血液和脏器(肝、脾、骨髓、淋巴结等)
裂谷热病毒	√			血液、唾液等
兔出血症病毒2型	√			血液、尿液、肌肉、肝脏等

Zhenrui
真瑞生物

深圳真瑞生物科技有限公司

电话: 0755-26582639 传真: 0755-26582890
网址: www.zr-bio.com 邮箱: zhenruibio@163.com
地址: 深圳市龙华区清宁路1号



真瑞生物 官方网站



真瑞生物 微信公众号